

Katalóg 2025



KO-LENS

Ponuka optických šošoviek

Kontaktné informácie:

Ko-lens s.r.o

ul. Gen. Klapku 107
94501 Komárno, SK

Ko-lens s.r.o

P.O. BOX 125
ul. Damjanichova
94501 Komárno 1

Tel:

+421 35 7721 010

Email:

orders@ko-lens.com

Web:

www.ko-lens.com

Príjem objednávok:

Pondelok - Piatok od 9.00 do 17.00

Monika Vargová

Ladislav Koniček

Objednávky on-line:

www.ko-lens.com

nonstop

Výroba freeform

Multifokálne šošovky - plne prispôsobené

	Strana
Icon Personal	1
Personal (Hard)	3
Personal Comfort (Soft)	5
Drive Concept - na šoférovanie	7
Special Concept - slnečné a športové rámy	9

Multifokálne šošovky - s možnosťou optimalizácie

Icon	11
Classic (Hard)	13
Comfort (Soft)	15

Multifokálne šošovky - základné na priemer

Basic (Soft)	17
--------------	----

Multifokálne šošovky minerál - s možnosťou optimalizácie

Magic (Soft)	19
--------------	----

Multifokálne do vnútorných priestorov - s možnosťou optimalizácie

Office Concept - 1.3m, 2m a 4m	21
--------------------------------	----

Bifokálne - s možnosťou optimalizácie

RT 28 - bifo s kruhovým segmentom	23
Holiday Concept - proti únave, add 0.50, 0.75 a 1.00	25

Jednoohniskové - s možnosťou optimalizácie

SV FF	27
-------	----

Klasická výroba

Reader - degresívne šošovky	29
Bifokálne šošovky	31
Jednoohniskové šošovky	33
Bifokálne šošovky - minerál	34
Jednoohniskové šošovky - minerál	34

Číre

Popis	Strana
1.74 AS PREMIUM Max UV	35
1.74 AS PREMIUM Blue Cut	35
1.74 AS PREMIUM SHMC + EP	36
1.74 AS PREMIUM HMC	36
1.67 AS PREMIUM Max UV	37
1.67 AS PREMIUM Blue Cut	37
1.67 AS PREMIUM SHMC + EP	38
1.67 AS PREMIUM HMC	38
1.6 Hi-Tech (UV+ 420) Max UV	39
1.6 Hi-Tech (UV+ 420) Blue Cut	39
1.6 Hi-Tech (UV+ 420) Nocturna	40
1.6 Hi-Tech (UV+ 420) HC	40
1.6 PREMIUM Ultra Clear/Acroma	41
1.6 PREMIUM Blue Cut	41
1.6 AS PREMIUM SHMC + EP	42
1.6 AS PREMIUM HMC	42
1.6 PREMIUM SHMC + EP	43
1.6 PREMIUM HMC	43
1.6 PREMIUM HC - farbitelná	44
1.6 PREMIUM HC	44
1.59 AS PREMIUM HMC	45
1.59 PREMIUM HMC	45
1.56 Hi-Tech (UV+ 420) Blue Cut	46
1.56 AS PREMIUM HMC	46
1.56 PREMIUM HMC	47
1.56 PREMIUM HC	47
1.53 Trivex HMC	48
1.53 Trivex HC	48
1.5 Hi-Tech(UV+ 420) PREMIUM MaxUV	49
1.5 Hi-Tech(UV+420) PREMIUM Blue Cut	49
1.5 PREMIUM MaxUV	50
1.5 PREMIUM Blue Cut	50

1.5 PREMIUM SHMC + EP	51
1.5 PREMIUM HMC	51
1.5 SHMC + EP	52
1.5 HMC	52
1.5 PREMIUM HC	53
1.5 HC	53
1.5 PREMIUM UNC	54
1.5 UNC	54
1.7 Minerál AR, UC	55
1.6 Minerál AR, UC	55
1.5 Minerál AR, UC	56
1.5 Office Reader HMC	56

Slnecné šošovky


Popis	Strana
1.67 Transitions® GEN S™	57
1.6 Transitions® GEN S™	57
1.5 Transitions® GEN S™	58
1.5 Transitions® XTRActive® NG™	58
1.6 Photofast HMC	59
1.5 Photofast HMC	59
1.56 Superchromic HMC	60
1.5 Minerál foto AR,UC	60
1.6 farbené 85% + zadné HMC	61
1.5 farbené 85% + zadné HMC	61
1.6 farbené + zrkadlo a zadné HMC	62
1.5 farbené + zrkadlo a zadné HMC	62
1.5 polarizované plan UNC	63

Icon Personal

Šošovky ICON Personal predstavujú nový evolučný stupeň šošoviek ICON Classic.

Vďaka pokročilej personalizácii ponúkajú rovnomerný a viac prispôsobený vizuálny zážitok videnia.

Rovnako ako ICON Classic využívajú najnovšie technológie na optimalizáciu videnia vo všetkých zónach, čím sa znižujú optické aberácie a zabezpečujú jasné a pohodlné videnie na všetky vzdialenosti.






Vizualizácia

Multifokálne šošovky ICON sú vhodné pre nositeľov nad 40 rokov s moderným životným štýlom, hľadajúcich šošovky s minimálnym časom potrebným na adaptáciu a ktoré sú koncipované pre dokonalú rovnováhu medzi pohľadom do diaľky a do blízka.

Vďaka personalizácii je možné šošovky prispôbiť individuálnym parametrom nositeľa.

Parametre personalizácie



1. KORIDOR
2. VÝŠKA ZÁBRUSU
3. INSET
4. PD
5. ŠÍRKA OČNICE
6. VÝŠKA OČNICE
7. NOSNÍK
8. PANTOSKOPICKÝ UHOL
9. UHOL ZAKRIVENIA
10. VERTEX

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●
Estetika	●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●
Šport	●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	0 - 4 / 0,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	14	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	15	17	19	21

Všetky šošovky Icon sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Voliteľné	
Pantoskopický uhol	✓
Zakrivenie rámu	✓
Vzdialenosť medzi šošovkou a okom	✓

Číre

		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53			•	•	•	•	•	•	•		
1,59			•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6			•	•	•	•	•	•	•		•
	Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74			•	•	•	•	•	•		•	•

Tmavnúce

	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,5	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,6	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,74	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Personal

Šošovky Personal sú navrhnuté k dosiahnutiu dokonalej rovnováhy medzi videním do diaľky a do blízka.




Sú ideálne pre tých, ktorí sú už zvyknutí na progresívne šošovky a poskytujú pohodlné videnie na všetky vzdialenosti. Vďaka personalizácii je ich možné prispôsobiť všetkým potrebám nositeľa.

Multifokálne šošovky PERSONAL sú vhodné na celodenné použitie pre nositeľov nad 40 rokov.



Vizualizácia

Parametre personalizácie



1. KORIDOR
2. VÝŠKA ZÁBRUSU
3. INSET
4. PD
5. ŠÍRKA OČNICE
6. VÝŠKA OČNICE
7. NOSNÍK
8. PANTOSKOPICKÝ UHOL
9. UHOL ZAKRIVENIA
10. VERTEX

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	0 - 4 / 0,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	600
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	14	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	15	17	19	21

Všetky šošovky Personal sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Voliteľné	
Pantoskopický uhol	✓
Zakrivenie rámu	✓
Vzdialenosť medzi šošovkou a okom	✓

Číre

		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53			•	•	•	•	•	•	•		
1,56			•	•	•	•	•	•	•		
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,59			•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6			•	•	•	•	•	•	•		•
	Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67			•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74			•	•	•	•	•	•		•	•

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•		•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•		
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,59	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,67	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,74	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Personal Comfort

Soft Design

Šošovky Personal Comfort sú navrhnuté špeciálne tak, aby poskytovali hladký a pohodlný prechod medzi zónou do diaľky a zónou na čítanie.

Sú vhodné najmä pre nových užívateľov, ktorí začínajú s progresívnymi šošovkami.




S mäkkým prechodom medzi videním do diaľky a do blízka poskytujú užívateľom maximálny komfort. Vďaka personalizácii je ich možné prispôbiť všetkým potrebám nositeľa.



Vizualizácia

Multifokálne šošovky PERSONAL COMFORT sú vhodné na celodenné použitie pre nositeľov nad 40 rokov.

Parametre personalizácie



1. KORIDOR
2. VÝŠKA ZÁBRUSU
3. INSET
4. PD
5. ŠÍRKA OČNICE
6. VÝŠKA OČNICE
7. NOSNÍK
8. PANTOSKOPICKÝ UHOL
9. UHOL ZAKRIVENIA
10. VERTEX

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	0 - 4 / 0,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	600
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	-	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	-	17	19	21

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Voliteľné	
Pantoskopický uhol	✓
Zakrivenie rámu	✓
Vzdialenosť medzi šošovkou a okom	✓

Všetky šošovky Personal Comfort sú 5mm decentrované.

Číre	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53		•	•	•	•	•	•	•		
1,56		•	•	•	•	•	•	•		
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,59		•	•	•	•	•	•	•		
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67		•	•	•	•	•	•	•		•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•		
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Drive Concept

Šošovka Drive Concept je ideálnym riešením pre presbyopov hľadajúcich optimálne videnie počas jazdy. Ideálne riešenie pre tých, ktorí trávajú veľa času šoférovaním. Dizajn Drive Concept zosilňuje a optimalizuje videnie na

diaľku a strednú vzdialenosť, poskytujúc bezkonkurenčný komfort počas jazdy a krištáľovo čisté videnie do diaľky.




Vďaka personalizácii je ich možné prispôbiť všetkým potrebám nositeľa.

Multifokálne šošovky Drive Concept nie sú vhodné na celodenné použitie.



Vizualizácia

Parametre personalizácie



1. KORIDOR
2. VÝŠKA ZÁBRUSU
3. INSET
4. PD
5. ŠÍRKA OČNICE
6. VÝŠKA OČNICE
7. NOSNÍK
8. PANTOSKOPICKÝ UHOL
9. UHOL ZAKRIVENIA
10. VERTEX

Multifokál	✓
Na blízko	● ● ● ● ● ●
Stredná vzdialenosť	● ● ● ● ● ● ● ●
Do diaľky	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aberácie	● ● ● ● ● ● ● ●
Estetika	● ● ● ● ● ● ● ●
Digitálne zariadenia - čítanie	● ● ● ● ● ● ● ●
Šport	● ● ● ● ● ● ● ●
Šoférovanie	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Celkové hodnotenie	● ● ● ● ● ● ● ●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	0 - 4 / 0,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	-
Minimálna / maximálna výška zábrusu	18 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)			18	
Odporúčaná v. z. (mm)			19	

Všetky šošovky Drive Concept sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Voliteľné	
Pantoskopický uhol	✓
Zakrivenie rámu	✓
Vzdialenosť medzi šošovkou a okom	✓

Clear

		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	Hi-Tech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		•
1,67	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,74			•	•	•	•	•	•		•	•

Photochromic


1,5	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•		
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•		
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•		
1,6	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•		
1,67	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•		

Polarized

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•		
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•		
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•		

Special

Šošovky Special sú navrhnuté k použitiu v slnečných a športových rámoch a k dosiahnutiu rovnováhy medzi videním do diaľky, na strednú vzdialenosť a do blízka.






Vizualizácia

Sú ideálne pre tých, ktorí sú už zvyknutí na progresívne šošovky a poskytujú pohodlné videnie na všetky vzdialenosti. Vďaka personalizácii je ich možné prispôsobiť všetkým potrebám nositeľa.

Multifokálne šošovky Special sú vhodné na celodenné použitie pre nositeľov nad 40 rokov.

Parametre personalizácie



1. KORIDOR
2. VÝŠKA ZÁBRUSU
3. INSET
4. PD
5. ŠÍRKA OČNICE
6. VÝŠKA OČNICE
7. NOSNÍK
8. PANTOSKOPICKÝ UHOL
9. UHOL ZAKRIVENIA
10. VERTEX

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	2,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	-
Minimálna / maximálna výška zábrusu	16 - 18 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	600
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)		16	18	
Odporúčaná v. z. (mm)		17	19	

Všetky šošovky Special sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Voliteľné	
Pantoskopický uhol	✓
Zakrivenie rámu	✓
Vzdialenosť medzi šošovkou a okom	✓

Číre

	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,53		•	•	•	•	•	•	•		
1,59		•	•	•	•	•	•	•		
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evolution		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,74		•	•	•	•	•	•		•	•

1,5	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
1,67	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
1,74	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	

Icon Classic



Vizualizácia

Šošovky ICON Classic sú vďaka pokročilej technológii optimalizované vo všetkých zónach. Majú minimalizované aberácie a ponúkajú vyvážený vizuálny zážitok.

Odporúčame pre presbyopov s dynamickým životným štýlom, ktorí potrebujú minimalizovať čas potrebný na adaptáciu a hľadajú vizuálne pohodlie za každých okolností.

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	0 - 4 / 0,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	14	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	15	17	19	21

Všetky šošovky Icon sú 5mm decentrované.

Číre

		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53			•	•	•	•	•	•	•		
1,59			•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74			•	•	•	•	•	•		•	•

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,6	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,74	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Classic

Šošovky Classic sú koncipované pre dokonalú rovnováhu medzi videním do diaľky a na blízko.

Sú vhodné na celodenné použitie a odporúčame ich pre skúsených používateľov nad 40 rokov, ktorí hľadajú pohodlné a presné videnie na všetky vzdialenosti.

Vďaka optimalizácii je ich možné čiastočne prispôbiť potrebám nositeľa.



Vizualizácia

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	2,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	600
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	14	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	15	17	19	21

Všetky šošovky Classic sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53		•	•	•	•	•	•	•		
1,56		•	•	•	•	•	•	•		
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,53	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•		
	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® GEN 5™		•	•	•	•	•			
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	

Comfort

Soft Design

Comfort sú optimalizované multifokálne šošovky navrhnuté tak, aby poskytovali hladký a pohodlný prechod medzi zónou do diaľky a zónou na čítanie. Majú široké a jasné zorné polia na všetky vzdialenosti, s minimálnym skreslením v bočných oblastiach.

Sú vhodné najmä pre nových užívateľov, ktorí začínajú s progresívnymi šošovkami.

S mäkkým prechodom medzi videním do diaľky a do blízka poskytujú užívateľom maximálny komfort. Vďaka personalizácii je ich možné prispôbiť všetkým potrebám nositeľa.

Multifokálne šošovky COMFORT sú vhodné na celodenné použitie pre nositeľov nad 40 rokov.



Vizualizácia

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	2,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	16 - 20 mm
Adície	0,75 / 3,50
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	-	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	-	17	19	21

Všetky šošovky Comfort sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53		•	•	•	•	•	•	•		
1,56		•	•	•	•	•	•	•		
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,59		•	•	•	•	•	•	•		
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74		•	•	•	•	•	•	•	•	•


Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,53	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•		
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,59	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarizované

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Basic



Vizualizácia

Šošovky Basic sú koncipované pre dokonalú rovnováhu medzi videním do diaľky a na blízko.

Odporúčame pre skúsených používateľov progresívnych šošoviek, ktorí hľadajú ekonomické riešenie pre pohodlné a presné videnie na akúkoľvek vzdialenosť.

Odporúčame pre presbyopov s dynamickým životným štýlom, ktorí potrebujú minimalizovať čas potrebný na adaptáciu.

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	2,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	16 - 20 mm
Adície	1,00 / 3,50
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)		16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)		17	19	21

Všetky šošovky Basic sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru


Číre

		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53			•	•	•	•	•	•	•		
1,56			•	•	•	•	•	•	•		
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,59			•	•	•	•	•	•	•		
1,6			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,67			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,53	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•		
	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
1,6	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	

Magic



Vizualizácia

Šošovky Magic sú vyrábané pomocou technológie Free Form pre vyvážené videnie do diaľky aj do blízka.

Odporúčame pre skúsených používateľov progresívnych šošoviek, ktorí hľadajú ekonomické riešenie pre pohodlné a presné videnie na akúkoľvek vzdialenosť.

Odporúčame pre nositeľov nad 40 rokov, ktorí preferujú minerálne šošovky.

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Variabilný inset	2,50 mm
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Minimálna / maximálna výška zábrusu	14 - 20 mm
Adície	1,00 / 3,00
Maximálna prizma	6,00
Min. vzdial. od mont. križa k hornej časti rámu	8,00 mm

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)	14	16	18	20
Odporúčaná v. z. (mm)	15	17	19	21

Všetky šošovky Magic sú 5mm decentrované.

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre

	UNC	AR	SHMC	Farbenie
1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	
1,7	•	•	•	
1,8	•	•	•	
1,9	•	•	•	

Tmavnúce

1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	


Office

Multifokálne šošovky do vnútorných priestorov


Šošovky Office sú perfektnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú jasné a pohodlné videnie na blízko a na strednú vzdialenosť. Ideálne pre tých, ktorí pracujú v kancelárii, pri počítači, ale aj pre kuchárov, učiteľov a mnohé iné profesie.

- Okamžité prispôsobenie: prirodzený prechod videnia z blízka na strednú vzdialenosť
- Jasné a pohodlné videnie: bez skreslenia a „hojania“
- Väčšia hĺbka ostrosti: vynikajúce vizuálne pohodlie v každej situácii
- Znížené namáhanie očí: aktivity, ktoré vyžadujú častú zmenu zaostrenia sú príjemnejšie a menej únavné


Dostupné varianty: 1.3 m, 2 m a 4 m.



Pohľad do 1,3 m



Pohľad do 2.00 m



Pohľad do 4.00 m

Vizualizácia


Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do dialky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Koridor

Typ prechodu	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Min. výška zábrusu (mm)		16	18	
Odporúčaná v. z. (mm)		17	19	

Všetky šošovky Office sú 5mm decentrované.



Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓


* Objednávka podľa tvaru

Číre


		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	Hi-Tech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,59			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Green		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tabuľka ekvivalencie medzi degressiou, vzdialenosťami a predpísanou adíciou

Predpis Add	Kalkulovaná degressia		
	Office 1,3m	Office 2m	Office 4m
0,75	-	-	0,50
1,00	-	0,50	0,75
1,25	0,50	0,75	1,00
1,50	0,75	1,00	1,25
1,75	1,00	1,25	1,50
2,00	1,25	1,50	1,75
2,25	1,50	1,75	2,00
2,50	1,75	2,00	2,25
2,75	2,00	2,25	2,50
3,00	2,25	2,50	2,75
3,25	2,50	2,75	-
3,50	2,75	-	-



- Office 1.3 m
- Office 2 m
- Office 4 m
- Multifokál



Bifokálne RT28



Vizualizácia

Bifokálna šošovka s kruhovým segmentom na vnútornej ploche.

Vďaka optimalizácii je ich možné čiastočne prispôbiť potrebám nositeľa.

Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●●●
Do dialky	●●●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●●●

Možnosti optimalizácie

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,74		•	•	•	•	•	•		•	•


Tmavnúce

1,5	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	

Holiday


ČÍTANIE BEZ STRESU

Holiday sú progresívne šošovky pre ľudí, ktorí ešte nie sú presbyopickí a sú určené na zníženie namáhania očí, keď sa zameriavajú na úlohy videnia na blízko. Je to medzikrok medzi jednoohniskovou a progresívnou šošovkou, ktorý môže uľahčiť prechod na nosenie progresívnych šošoviek. Majú veľké zorné pole na čítanie a oblasť pre videnie na blízko a široký prechodný koridor.



Vizualizácia

Šošovku je potrebné centrovať na montážny kríž
Odporúčaná výška zábrusu je 17 mm



Multifokál	✓
Na blízko	●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●
Do dialky	●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●
Šport	●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●

Možnosti optimalizácie

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Clear

		UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror	Tint
1,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,53			•	•	•	•	•	•	•		
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,59			•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6			•	•	•	•	•	•	•		•
	Evolution		•	•	•	•	•	•	•		•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
	Green		•	•	•	•	•	•	•		•
1,67			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•		
1,74			•	•	•	•	•	•		•	•
	Green		•	•	•	•	•	•			•

Photochromic

1,5	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,53	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,59	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				
	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•	

Polarized

1,5	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Sky Polar		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Xperio®		•	•	•	•	•	•	•	•	

Jednoohniskové freeform

Technológia freeform poskytuje výnimočný komfort aj pri jednoohniskových šošovkách s významným znížením hrúbky najmä pri vysokých dioptriách.

Vďaka optimalizácii je ich možné čiastočne prispôbiť potrebám nositeľa.

Jednoohnisková	✓
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Číre		UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	Hi-Tech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,53	Evolution		●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,56	Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,59	Green		●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,6	Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,67	Green		●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
1,74	Green		●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●		

Možnosti optimalizácie

Parametre pre objednávku

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,53	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				
	Superchromic		●	●	●	●	●	●	●		
1,56	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				
	PhotoFast Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,67	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
1,74	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				
	Transitions® GEN 8™		●	●	●	●	●				

Polarizované

1,5	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,6	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,67	Xperio®		●	●	●	●	●	●	●	●	

Transitions®

GEN STYLE™

SPECTACULAR COLOR PALETTE

8

COLORS

Až 8 živých farieb
 Novinka v ponuke, farba **Ruby**
 Rýchlejšia reakcia pri zmene svetelných podmienok
 Vysoký komfort

Transitions® GEN S™

Ponuka farieb



Polarizované šošovky



Sivá



Hnedá




G-15



Reader

klasická degresívna šošovka
-0.75D, -1.25D és -1.75D



Vizualizácia

Šošovky READER sú ideálne pre tých, ktorí pracujú na počítači alebo vykonávajú činnosti na stredné vzdialenosti. Sú určené pre skúsených používateľov, ktorí hľadajú pohodlné videnie na krátke a stredné vzdialenosti v kancelárii alebo v interiéri.

Degresia je k dispozícii v 3 krokoch: -0,75D, -1,25D a -1,75D

Šošovky nie sú vhodné na celodenné nosenie.

Bifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do dialky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Technické vlastnosti

Variabilná báza	–
Minimálna výška zábrusu	15 mm
Odporúčaná výška zábrusu	20 mm
Degresie	0,75, 1,25, 1,75

Parametre pre optimalizáciu

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓


* Objednávka podľa tvaru

Približná hĺbka ostrosti (v m)				
Add	Degresie	0.75 D	1.25 D	1.75 D
0,75		∞		
1,00		4,00		
1,25		2,00	∞	
1,50		1,33	4,00	
1,75		1,00	2,00	
2,00		0,80	1,33	∞
2,25		0,67	1,00	4,00
2,50		0,57	0,80	2,00
2,75		0,50	0,67	1,33
3,00		0,44	0,57	1,00
3,25		0,40	0,50	0,67
3,50		0,36	0,44	0,57

Číre	UNC	HC	HMC	SHMC	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbitelné
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	


Bifokálne

Perfektné šošovky pre tých, ktorí preferujú bifokálne pohodlie a ostré videnie do blízka a do diaľky.




Bifo Multi


Vizualizácia




FT 28




FT 35




RT 28



CT 28



FT 45



FT 24

Bifokál	✓
Na blízko	●●●●●●●●
Stredná vzdialenosť	●●●●●●●●
Do diaľky	●●●●●●●●
Aberácie	●●●●●●●●
Estetika	●●●●●●●●
Digitálne zariadenia - čítanie	●●●●●●●●
Šport	●●●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●●●

Parametre pre objednávku

Technické vlastnosti

Variabilná báza	✓
Pracovná vzdialenosť do blízka	400 mm
Adície	0,75 / 3,50

Parametre pre optimalizáciu

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre

	UNC	HC	HMC	SHMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbenie
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,53		•	•	•	•	•	•	•		
1,56		•	•	•	•	•	•	•		
1,59		•	•	•	•	•	•	•		
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,74		•	•	•	•	•	•		•	•

Tmavnúce

1,5	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•
1,56	Superchromic		•	•	•	•	•	•		
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™		•	•	•	•	•	•	•	•

Jednoohniskové

Možnosti optimalizácie

Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

Jednoohniskové	✓
Digitálne zariadenia	●●●●●●
Šport	●●●●●●
Šoférovanie	●●●●●●
Celkové hodnotenie	●●●●●●

Číre		UNC	HC	HMC	SHMC	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Zrkadlo	Farbitelné
1,5	Hi-Tech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,53			●	●	●	●	●	●	●		
1,56	Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●		
1,59			●	●	●	●	●	●	●		
1,6	Evolution		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●		
1,67	Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,74			●	●	●	●	●	●		●	●

Tmavnúce

1,5	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoFast		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,53	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,56	Superchromic		●	●	●	●	●	●	●		
1,59	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	
	PhotoFast		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,6	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoFast		●	●	●	●	●	●	●	●	
	PhotoFast Hi-Tech		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,67	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Transitions® XTRActive® New Generation		●	●	●	●	●	●	●	●	
	PhotoFast		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,74	Transitions® GEN S™		●	●	●	●	●				
	Transitions® Signature® GEN 8™		●	●	●	●	●	●	●	●	

Polarizované

1,5	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,6	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●	
1,67	Xperio®		●	●	●	●	●	●	●	●	

Bifokálne minerál

Parametre pre optimalizáciu

Štandard *	
Monokulárne PD (IPD)	✓
Výška zábrusu (HEIGHT)	✓
Horizontálna šírka očnice (HBOX)	✓
Vertikálna šírka očnice (VBOX)	✓
Vzdialenosť medzi šošovkami (DBL)	✓

* Objednávka podľa tvaru

Číre

UNC

AR

HMC+

1,5 ST28

•

•

•

Fotochromatické

1,5 ST28

•

•

•

Jednoohniskové minerál

Číre

UNC

AR

HMC+

1,5

•

•

•

1,6

•

•

•

1,7

•

•

•

1,8

•

•

•

1,9

•

•

•

Fotochromatické

1,5

•

•

•

1,6

•

•


•

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.74 AS

PREMIUM MaxUV

Rozsah

70/75 -/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.74 AS

PREMIUM Blue Cut

Rozsah

70/75 -/+



Dostupnosť X do 10 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.74 AS


PREMIUM SHMC +EP

Rozsah
70 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

75 -/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.74 AS


PREMIUM HMC

Rozsah
70 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

75 -/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.67 AS

PREMIUM MaxUV

Rozsah

70/75 -/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou



Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.67 AS

PREMIUM Blue Cut

Rozsah

70/75 -/+



Dostupnosť X do 10 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou



Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.67 AS

PREMIUM SHMC +EP

Rozsah

65 -/+

70/75 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vítaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.67 AS

PREMIUM HMC

Rozsah

70/75 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou



Vítaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM MaxUV


65 -/+



65 +/-



70/75 -/+



Rozsah

Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM Blue Cut


65 -/+



65 +/-



70/75 -/+



Rozsah

Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM Nocturna


Rozsah



65 +/+



70/75 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM HC


65 +/+




70 -/+



75 -/+



65 -/+



Rozsah

Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou



Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6

PREMIUM SHMC +EP



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou



Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6

PREMIUM HMC



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 AS

PREMIUM SHMC +EP


65 -/+



65 +/+



70/75 -/+



Rozsah

Dostupnosť • skladom

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 AS


PREMIUM HMC

Rozsah


65 -/+




65 +/+




70/75 -/+



60 +/+



70 +/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6

PREMIUM UltraClear


65 -/+



65 +/+



75 -/+



Rozsah

Dostupnosť do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Biela/achromatická farba odrazu

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6


PREMIUM Blue Cut

Rozsah


65 -/+



65 +/+



75 -/+



Dostupnosť skladom

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

S filtrom modrého svetla

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 - farbitelná


PREMIUM HC

Rozsah


65 +/+



75 -/+



65 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Šošovky sú farbitelné do 75%, teplota roztoku nesmie presiahnuť 80° C

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, aj pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.6 AS


PREMIUM HC

Rozsah


65 +/+




65 -/+



70 -/+



75 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, aj pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Skladové šošovky


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.59 AS - polykarbonát

PREMIUM HMC

65 -/+




65 +/+




Dostupnosť • do 2 prac. dní

70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka z polykarbonátu.

Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka.

Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

NEROZBITNÁ

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Nesmie prísť do styku s acetónom!

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.59 - polykarbonát

PREMIUM HMC

67 -/+




67 +/+




Dostupnosť • do 10 prac. dní

72 -/+



72 +/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka.

Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka.

Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

NEROZBITNÁ

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Nesmie prísť do styku s acetónom!

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.56 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM Blue Cut


65 +/+




70 -/+



72 -/+



65 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

S filtrom modrého svetla a UV do 420nm.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy a rámy s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.56 AS

PREMIUM HMC

65 +/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy a rámy s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám



S drážkou

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.56

PREMIUM HMC



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou

Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.56 AS

PREMIUM HC

Rozsah

65 +/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy a rámy s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.53 Trivex

PREMIUM HMC


60 +/+




65 -/+



65 +/+



70 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Nerozbitná! Vhodná pre deti, šport a ako ochrana

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.53 Trivex

PREMIUM HC


60 +/+




65 -/+



65 +/+



70 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Nerozbitná! Vhodná pre deti, šport a ako ochrana

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný

Skladové šošovky


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM MaxUV


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 18

UV 420nm

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5 Hi-Tech (UV+ 420)

PREMIUM Blue Cut


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 9.5

S filtrom modrého svetla a UV 420nm

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM Max UV


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Tčíra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 18

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM Blu Cut


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 9.5

S filtrom modrého svetla

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM SHMC +EP


65 -/+



65 +/+



70 -/+



Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 8.8

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám

Dostupnosť • do 2 prac. dní


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM HMC

60 +/+



65 -/+




Vlastnosti


Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 8.7


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

SHMC +EP


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 5.5

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

HMC


60 +/+




65 -/+




65 +/+



70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Číra organická jednoohnisková šošovka vhodná pre nízku myopiu a hypermetropiu.

Bayer test: 4.7

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Odporúčané rámy




Celorám


Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM HC


60 +/+




65 -/+




65 +/+



70 -/+




70 +/+




Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

HC


60 +/+




65 -/+




65 +/+



70 -/+




70 +/+




Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

PREMIUM UNC


55 +/+




60 +/+




65 -/+




65 -/+



70 -/+




70 +/+




Číra jednoohnisková šošovka z plastu 1.5

UNC


60 +/+




65 -/+




65 +/+



70 -/+



70 +/+




Skladové šošovky - minerál

Číre jednoohniskové šošovky - minerál 1.7

AR, UNC

65 -/+



Vlastnosti

Číra minerálna jednoohnisková šošovka vhodná pre vysokú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nedochádza k poškodeniu, alebo deformácii ani pri vystavení vysokým teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám


Číre jednoohniskové šošovky - minerál 1.6

AR, UNC


65 +/+




65 -/+



70 +/+



70 -/+



Vlastnosti

Číra minerálna jednoohnisková šošovka vhodná pre vysokú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nedochádza k poškodeniu, alebo deformácii ani pri vystavení vysokým teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky - minerál


Číre jednoohniskové šošovky - minerál 1.5

AR, UC


65 +/+




65 -/+



70 +/+



70 -/+



Vlastnosti

Číra minerálna jednoohnisková šošovka vhodná pre vysokú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nedochádza k poškodeniu, alebo deformácii ani pri vystavení vysokým teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky - Office Reader

Číra degresívna šošovka 1.5


PREMIUM HMC

65/70 S +/+



Pravá

65/70 D +/+



Ľavá

Vlastnosti

Číra organická multifokálna šošovka s degresiou 1.00 a 1.33 vhodná do vnútorných priestorov.

Nie je vhodná na šoférovanie!

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky

Transitions® GEN S™ Index 1.67 Hnedá / Sivá

SHMC, HC



Vlastnosti

Tenká a ľahká organická jednoohnisková šošovka.
Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka.
Vhodná pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, najmä pre vŕtané a s drážkou.

Pre správne centrovanie optický stred musí byť znížený o 0,4 mm pre každý stupeň sklonu rámu.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou



Vŕtaný

Transitions® GEN S™ Index 1.6 Hnedá / Sivá / G-15

SHMC, HMC, HC



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka.
Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka.
Sú vhodné pre vysokú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, aj pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Transitions® GEN S™ Index 1.5 Hnedá / Sivá / G-15

SHMC, HMC, HC


65 +/+



70 -/+



70 +/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy




Celorám

Dostupnosť • 2 pracovné dni


Transitions® XTRActive® New Generation Index 1.5 Hnedá / Sivá

SHMC, HMC, HC


70 +/+



65 +/+



70 -/+



Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Plochá a estetická, nemá viditeľný efekt skreslenia oka. Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou



Vítaný


Dostupnosť • 2 pracovné dni

Skladové šošovky - tmavnúce


Photofast Index 1.6 Hnedá / Sivá

HMC


65 -/+




75 -/+



70 -/+



65 +/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká organická jednoohnisková šošovka.
Vhodná pre ľahkú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, aj pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám



S drážkou




Vŕtaný


Photofast Index 1.5 Hnedá / Sivá

HMC


70 +/+



65 +/+



70 -/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka.
Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky - tmavnúce


Superchromic Index 1.56 Hnedá / Sivá

HMC


65 -/+



65 +/+



75 -/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká priehľadná organická jednoohnisková šošovka. Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy a rámy s drážkou

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou


Photochromic Mineral Index 1.5 Hnedá

AR, UC


65 -/+




65 +/+



70 -/+



70 +/+



Dostupnosť • 2 pracovné dni

Vlastnosti

Priehľadná minerálna jednoohnisková šošovka. Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy

Poznámka

Žiadna deformácia a/alebo poškodenie optických vlastností pri vysokých teplotách aj nad 80°



Odporúčané rámy




Celorám


Skladové šošovky - farbené

Farbené 85% HC + HMC v zadu Index 1.6 Hnedá / Sivá / G-15


65 +/+




65 -/+



70 -/+



75 -/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká farbená jednoohnisková šošovka.
Vhodná pre ľahkú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre všetky typy rámov, aj pre vŕtané a s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou




Vŕtaný

Farbené 85% HC + HMC v zadu Index 1.5 Hnedá / Sivá / G-15


65 +/+




70 -/+



70 +/+



75 -/+



Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Tenká a ľahká farbená organická jednoohnisková šošovka.
Sú vhodné pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



Odporúčané rámy




Celorám

Skladové šošovky - zrkadlová úprava

Farbené so zrkadlom Index 1.6 MODRÉ, STRIEBORNO SIVÉ

HMC na zadnej ploche



Dostupnosť x 7 prac. dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká organická jednoohnisková šošovka so zrkadlovou vrstvou.
Vhodná pre ľahkú a strednú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy a rámy s drážkou.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



SILVER



BLUE

Odporúčané rámy



Celorám




S drážkou



Vŕtaný

Farbené so zrkadlom Index 1.5 MODRÉ, STRIEBORNO SIVÉ

HMC na zadnej ploche



Dostupnosť x 7 prac. dni

Vlastnosti

Tenká a ľahká organická jednoohnisková šošovka so zrkadlovou vrstvou.
Vhodná pre ľahkú myopiu a hypermetropiu.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°



SILVER



BLUE

Odporúčané rámy



Celorám

Skladové šošovky - polarizované

SKY POLAR 1.5 - plan
Hnedá / Sivá / G-15



	Báza 0	Báza 2	Báza 4	Báza 6	Báza 8
SOLID					
85%			•	•	•
GRADÁL					
85%			•	•	•

Dostupnosť • do 2 prac. dní

Vlastnosti

Polarizovaná jednoohnisková šošovka.

Odporúčanie k zábrusu

Vhodné pre celorámy.

Technická špecifikácia

Priemer Ø 80

Stredová hrúbka 2 mm

Poznámka

Nevystavujte teplotám nad 80°

Odporúčané rámy



Celorám

Povrchové úpravy



HC

- Tvrdá vrstva na oboch stranách šošovky
- Chráni pred poškriabanim
- Predlžuje životnosť šošovky
- Odporúča sa pre všetky plastové šošovky

Tvrdenie



HMC

- Znižuje oslnenie, zlepšuje videnie
- Nevyhnutná pre všetky šošovky s vysokým indexom
- Odporúča sa pre všetky plastové šošovky

Hydrofóbná vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



S-HMC + EP

- Vďaka svojim hydrofóbnym vlastnostiam povrch odpudzuje vlhkosť aj nečistoty
- Antistatické vlastnosti pomáhajú udržiavať šošovky čisté
- Uľahčuje čistenie šošoviek
- Protišmyková fólia na spracovanie šošoviek

Protišmyková fólia (EP)

Superhydrofóbná vrstva

Antireflexná vrstva

Antistatická vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



Max UV

- Vďaka svojim hydrofóbnym vlastnostiam povrch odpudzuje vlhkosť aj nečistoty
- Antistatické vlastnosti pomáhajú udržiavať šošovky vyčistené

Protišmyková vrstva (EP)

Hydrofóbná vrstva


Antireflexná vrstva

Antistatická vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



Blue Cut

- Modré svetlo odráža 5-krát lepšie ako konvenčná antireflexná vrstva
- Vďaka tomu sa zvyšuje komfort pri používaní digitálnych zariadení
- Antistatická vrstva neumožňuje akumulácia elektromagnetického náboja
- Antistatické vlastnosti pomáhajú udržiavať šošovky čisté

Protišmyková fólia (EP)

Hydrofóbná vrstva

Antireflexná vrstva

Antistatická vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



Zrkadlo

- Zrkadlenie výrazne znižuje množstvo svetla prenikajúceho do oka
- Úprava vhodná pre miesta s vysokým slnečným žiarením (ľadovce, oceán, horské nadmorské výšky)
- 100% UV ochrana
- Vnútorňá antireflexná vrstva

Hydrofóbná vrstva


Zrkadlenie*

Antireflexná vrstva

(antireflexné vrstvy sa líšia v závislosti na farbe zrkadlenia)

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



* Antireflexná vrstva určuje zrkadlenie



Ultra Clear Achroma

- Antireflexná vrstva bez zvyšovej farby
- Znižuje oslnenie slnečným žiarením aj umelým svetlom, zlepšujúce videnie
- Znižuje oslnenie zo zadnej plochy
- Umožňuje väčšiu priepustnosť svetla a zlepšuje vízus, ťažšie sa čistí

Hydrofóbná vrstva

Antireflexná vrstva

Antistatická vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



Nocturna

- Nocturna je vrstva, ktorá ponúka vyšší vizuálny komfort počas jazdy a to aj pri slabých svetelných podmienkach počas noci, hmly resp. oslnivého svetla
- Je vhodná aj pre jednotlivcov s krátkozrakosťou

Hydrofóbná vrstva

Antireflexná vrstva

Antistatická vrstva

Antireflexná vrstva

Prilnavá vrstva

Tvrdenie



Ochrana zraku

Modrá bariéra


Winter Sun

FILTER 450 nm

Cieľová skupina

Nočná slepota.
Makulárna degenerácia.
Diabetická retinopatia.
Predoperačná katarakta.
Forezná veda.
Glaukóm
Aniridia.

Vhodné na športové aktivity
Kód farby 37623 -
20 % -ná tmavosť




Euro Brown

FILTER 480 nm

Cieľová skupina

Makulárna degenerácia.
Diabetická retinopatia.
Predoperačná katarakta.
Forezná veda.

Vhodné na športové aktivity
Kód farby 37622
83 % -ná tmavosť




Intense Orange

FILTER 500 nm a 550 nm

Cieľová skupina

Makulárna degenerácia.
Diabetická retinopatia.
Pooperačná katarakta.
Afakia/pseudofakia.
Optická atrofia.
Dystrofia rohovky.
Albinizmus

Nevhodné na použitie v premávke
Kód farby 37604
48 % -ná tmavosť




Autumn Sun

FILTER 540 nm

Cieľová skupina


Makulárna degenerácia.
Pooperačná katarakta.

Nevhodné na použitie v premávke
Kód farby 37605
80 % -ná tmavosť




Módne farby

Módne farby




Armocromia


Jar



Leto



Jeseň



Zima



Klasické farby



Celoplošne Sivá 25%
GREY43425



Celoplošne Sivá 50%
GREY43450



Celoplošne Sivá 65%
GREY43465



Celoplošne Sivá 75%
GREY43475



Celoplošne Sivá 85%
GREY43485



Celoplošne Sivá 95%
GREY43495



Celoplošne Hnedá 25%
Hnedá46925



Celoplošne Hnedá 50%
Hnedá46950



Celoplošne Hnedá 65%
Hnedá46965



Celoplošne Hnedá 75%
Hnedá46975



Celoplošne Hnedá 85%
Hnedá46985



Celoplošne Hnedá 95%
Hnedá46995



Celoplošne Mdrá 25%
Mdrá30025



Celoplošne Mdrá 50%
Mdrá30050



Celoplošne Mdrá 65%
Mdrá30065



Celoplošne Mdrá 75%
Mdrá30075



Celoplošne Mdrá 85%
Mdrá30085



Celoplošne Mdrá 95%
Mdrá30095



Celoplošne Zelená 25%
Zelená342525



Celoplošne Zelená 50%
Zelená342550



Celoplošne Zelená 65%
Zelená342565



Celoplošne Zelená 75%
Zelená342575



Celoplošne Zelená 85%
Zelená342585



Celoplošne Zelená 95%
Zelená342595



Celoplošne G15 25%
G1534325



Celoplošne G15 50%
G1534350



Celoplošne G15 65%
G1534365



Celoplošne G15 75%
G1534375



Celoplošne G15 85%
G1534385



Celoplošne G15 95%
G1534395



Gradál Sivá 25%
GREY43425



Gradál Sivá 50%
GREY43450



Gradál Sivá 65%
GREY43465



Gradál Sivá 75%
GREY43475



Gradál Sivá 85%
GREY43485



Gradál Hnedá 25%
Hnedá46925



Gradál Hnedá 50%
Hnedá46950



Gradál Hnedá 65%
Hnedá46965



Gradál Hnedá 75%
Hnedá46975



Gradál Hnedá 85%
Hnedá46985



Gradál Mdrá 25%
Mdrá30025



Gradál Mdrá 50%
Mdrá30050



Gradál Mdrá 65%
Mdrá30065



Gradál Mdrá 75%
Mdrá30075



Gradál Mdrá 85%
Mdrá30085



Gradál Zelená 25%
Zelená342525




Gradál Zelená 50%
Zelená342550



Gradál Zelená 65%
Zelená342565



Gradál Zelená 75%
Zelená342575



Gradál Zelená 85%
Zelená342585



Gradál G15 25%
G1534325




Gradál G15 50%
G1534350



Gradál G15 65%
G1534365





Gradál G15 75%
G1534375





Gradál G15 85%
G1534385


Icon




Personal, Comfort



Drive Concept




PRAVÁ
(Concave)




L'AVÁ
(Concave)

Office Concept




PRAVÁ
(Concave)




L'AVÁ
(Concave)

Classic




PRAVÁ
(Concave)




L'AVÁ
(Concave)

Reader



PRAVÁ
(Concave)



L'AVÁ
(Concave)

Záručné podmienky

Záručné podmienky

Pre multifokálne šošovky

Pri multifokálnych šošovkách uplatňujeme **30 dňový** zvykací interval.

V prípade ak si zákazník danom intervale nevie zvyknúť na dizajn multifokálnej šošovky, ponúkame tri možnosti riešenia:

1. jeden pár šošoviek s refrakciou do blízka a jeden do diaľky v danom indexe
2. pár bifokálnych šošoviek v indexe 1.5
3. pár multifokálnych šošoviek vyššej kategórie s identickými refrakčnými hodnotami, pričom je potrebné doplatiť cenový rozdiel

Vo všetkých troch prípadoch musí ísť o zhodné refrakčné hodnoty!

Pre prípad poškodenia

Záruka výmeny kus za kus sa vzťahuje na všetky prípadné poškodenia šošovky len vtedy, ak ide o nekalibrovanú / nezabrúsenú šošovku

Za poškodenia vznikuté počas zábrusu nezodpovedáme

Pre prípad poškodenia povrchovej úpravy

Pri poškodení povrchovej úpravy je pre uplatnenie záruky potrebné šošovky fyzicky doručiť k posúdeniu poškodenia. Ak sa na poškodenie záruka vťahuje, je záručná doba 2 roky. Záruka sa nevťahuje na mechanické poškodenia vzniknuté nevhodným zaobchádzaním.